



Biß zur Perfektion

FANTESTIC® OxyBlok

**Hersteller**

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH • Winterhuder Weg 88 • 22085 Hamburg
 Telefon 0 40 - 30707073-0 • Fax 040 - 30707073-73 • www.r-dental.com

FANTESTIC® OxyBlok
Bestell-Nr.: FOS3970

Beschreibung und Indikation

FANTESTIC® OxyBlok ist ein Schutzgel. Das Schutzgel verhindert den Zutritt von Sauerstoff aus der Luft auf eine Compositeschicht. Dadurch wird die sogenannte Sauerstoffinhibitionsschicht reduziert bzw. verhindert.

Durch Anwendung von FANTESTIC® OxyBlok kann die Oberfläche des lichthärtbaren oder selbsthärtenden bzw. dualhärtenden Composites bei der Lichthärtung oder Dualhärtung vollständiger ausgehärtet werden.

Hinweise zur Anwendung**1 a. Applikation von FANTESTIC® OxyBlok - Füllungstherapie**

Nach einer Füllungstherapie wird das Schutzgel in einer Schicht von ca. 1-2 mm auf die letzte Compositeschicht aufgetragen. Dann wird die Compositeschicht entweder mit Licht ausgehärtet oder der Selbsthärtung überlassen. Anschließend wird das Schutzgel mit reichlich Wasser abgespült.

Die Compositoberfläche kann nun schmierfrei hochglanzpoliert werden.

1 b. Applikation von FANTESTIC® OxyBlok - Befestigungstherapie

Nach dem Einsetzen und Befestigen von Restaurationen wird das Schutzgel auf die Klebefuge aufgetragen und dann ausreichend lichtgehärtet oder das System der Selbsthärtung überlassen. Anschließend wird das Schutzgel mit reichlich Wasser abgespült.

Die Klebefuge kann nun schmierfrei nachbearbeitet werden.

Besondere Hinweise zur Anwendung, Haltbarkeit und/oder Lagerung

Mindesthaltbarkeit siehe Etikett. Nach Ablaufdatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25 °C lagern! Nicht dem Sonnenlicht aussetzen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

FANTESTIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.

Achtung: Nur für den zahnärztlichen Gebrauch.

Das beschriebene Produkt muß gemäß der Gebrauchsanweisung angewendet werden und ist nur für den Einsatz im dentalen Bereich bestimmt. Für Schäden, die sich aus zweckfremder oder nicht bestimmungsgemäßer Anwendung ergeben, wird keine Haftung übernommen. Der Anwender ist verpflichtet, das Produkt auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, vor allem, wenn diese nicht explizit in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

Treten innerhalb der Garantifrist Schäden an diesem Produkt auf, so verpflichtet sich R-dental, dieses Produkt zu ersetzen oder zu reparieren. Ein weitergehender Anspruch besteht nicht. Außerhalb der gesetzlichen Haftung wird keine Haftung von R-dental für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt übernommen, unabhängig davon, ob es sich um direkte -, indirekte -, spezielle -, Begleit- oder Folgeschäden handelt.

© 2016 R-dental Dentalerzeugnisse GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Bite to Perfection

FANTESTIC® OxyBlok

**Manufacturer**

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH • Winterhuder Weg 88 • 22085 Hamburg • DE
 Phone +49 40 - 30707073-0 • Fax +49 40 - 30707073-73 • www.r-dental.com

FANTESTIC® OxyBlok
Order-No.: FOS3970

Description and indication

FANTESTIC® OxyBlok is a protecting-gel. The protecting-gel inhibits the contact of oxygen on a composite layer. As a result the so called oxygen inhibition layer will be reduced or inhibited.

Because of the application of FANTESTIC® OxyBlok composite surfaces of light-cure or self-curing that is dual-cure composites can be fully polymerized.

Recommended procedures**1 a. Application of FANTESTIC® OxyBlok - filling treatment**

After an adhesive filling treatment the protecting-gel is applied in a thin layer of about 1-2 mm onto the last composite layer. Then the composite layer will be light-cured or self-cured. After this the gel will be rinsed intensively with water.

The composite surface can then be polished to high-gloss smearless finish.

1 b. Application of FANTESTIC® OxyBlok - luting treatment

After a luting treatment of restorations the protecting-gel is applied in a thin layer of about 1-2 mm onto the cementing seam. Then the composite will be light-cured or self-cured. After this the gel will be rinsed intensively with water.

The composite seam can then be worked out smearless.

Precautions to application, product life and/or storage

Expiration date see label. Do not use after expiration date.

Do not store above 77 °F! Avoid exposure to sunlight. Keep out of the reach of children!

FANTESTIC is a registered trademark of R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.

Caution: For dental use only. US Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist or licensed professional, to use or to order the use of this device.

The described product must be used according to the instructions for use and is determined for dental use only. There is no liability for deflections resulting from inappropriate use or not intended purposes. The user is responsible for testing the suitability of the product for any purposes not explicitly stated in the instructions for use.

If there are damages to this product within the warranty period, R-dental is obliged to replace or to repair this product. There is no further claim. Outside of the liability by law there is no liability of R-dental for any loss or damages arising from this product, independently whether these damages are direct, indirect, special, incidental or consequential.

© 2016 R-dental Dentalerzeugnisse GmbH. All rights reserved.