



Bite to Perfection



R-SI-LINE® METAL-BITE® Blue



R-dental Dentalerzeugnisse GmbH • Winterhuder Weg 88 • 22085 Hamburg • DE
T +49 40-30707073-0 • F +49 40-30707073-73 • I www.r-dental.com

R-SI-LINE® METAL-BITE® Blue
REF MBK0475

Opis a indikácia

R-SI-LINE® METAL-BITE® Blue v dvojitej kazetách Automix je extrémne rýchly, extrémne tvrdý a presný univerzálny registračný materiál na báze vinylového polysiloxánu (A-silikón), ktorý sa ideálne hodí aj na skusnú vidličku pri prenášaní tváre.

Vlastnosti a zloženie

R-SI-LINE® METAL-BITE® Blue je skenovateľný a môže sa použiť na bezprašný optický zber údajov (registrácia antagonistov), napríklad s kamerami CEREC®, ako je CEREC AC s CEREC Bluecam (SIRONA) (CAD/CAM/CIM-Impression Technology).

R-SI-LINE® METAL-BITE® Blue je tixotropný, veľmi ľahko sa reže a frézuje, je tuhý a nedrobí sa vďaka vysokým konštantám mriežky materiálu. Registrácie z materiálu R-SI-LINE® METAL-BITE® Blue sú trvalo rozmerovo stabilné.

R-SI-LINE® METAL-BITE® Blue sa dodáva v dvojitej kazete Automix a môže sa aplikovať priamo a bez bublín na okluzálne plochy atď.

Poznámky k žiadosti**1. Príprava dvojitej kazety automix/R-SI-LINE® MIXOVACIA PÍSTEŇ N**

Dvojité kazeta Automix sa vloží do MIXOVACIEHO PISTOLE N (REF MIP1081) vpredu a zaisť sa. Pred prvým použitím odskrutkujte a zlikvidujte uzáver dvojitej kazety, ktorý je zabezpečený proti manipulácii. Pred každým nasadením novej miešacej koncovky sa aktivuje dvojité kazeta a skontroluje sa, či obe pasty vychádzajú z otvorov rovnomerne. Potom sa nasadí R-SI-LINE® MIXOVACIA SVIEČKA SXN (REF MIK1093). Miešacia pištoľ s pripojenou dvojitou kazetou Automix je okamžite pripravená na aplikáciu. Na priamu, širokú aplikáciu na zub sa dodatočne dodávajú R-SI-LINE® BITE-TIPS (REF BRT1000).

2 a. Registrácia

Pred aplikáciou sa vytlačí trochu automaticky namiešaného materiálu (veľkosti hrášku) a okamžite sa vyhodí. Automaticky namiešaný materiál R-SI-LINE® METAL-BITE® Blue sa aplikuje priamo na okluzálne plochy alebo na skusnú vidličku na prenos tvárového oblúka. Okluzálne plochy by mali byť uzavreté do 20 s (v hikp, čas spracovania alebo aplikácie pri 23 °C). Registrácia sa môže z úst odstrániť po 95 s.

2 b. Zber údajov (statická registrácia antagonistu hikp).

Automaticky namiešaný R-SI-LINE® METAL-BITE® Blue sa aplikuje priamo na pripravené oblasti. Po vytvrdnutí sa hikp registrácia orezáva a upravuje intraorálne meziálne a distálne bez jej odstránenia (obrázok). Následne sa meziálne, tvarované (to antagonistu) a distálne okluzálne plochy môžu opticky zachytiť kamerou (sken).

2 c. Získavanie údajov (dynamické, registrácia antagonistu FGP).

Po vytvrdnutí sa registrácia hikp orezáva intraorálne meziálne a distálne a redukuje sa na tabuľku FGP s informáciami o hikp. Potom sa na túto tabuľku FGP nanesie čerstvý materiál a vykonajú sa exkurzné pohyby riadené zubom (trusové pohyby). Následne sa dynamická registrácia môže opticky zaznamenať (skenovať) pomocou kamery (literatúra >> www.r-dental.com).

Uvedené časy platia pre 23 °C, pri vyšších teplotách sa skracujú, pri nižších predlžujú. Ak chcete predĺžiť pracovný čas, R-SI-LINE® METAL-BITE® Blue môžete v chladničke nastaviť na nižšie teploty.

3. Dezinfekcia

Registráciu možno dezinfikovať štandardnými dezinfekčnými roztokmi.

Osobitné pokyny na používanie, skladovanie a/alebo uchovávanie

Pred prvým použitím odskrutkujte a zlikvidujte uzáver dvojitej kazety, ktorý je zabezpečený proti neoprávnenej manipulácii. Dvojité kazeta Automix by sa preto nemala opätovne nasadzovať s uzáverom s ochranou proti manipulácii (pri uzatváraní s uzáverom s ochranou proti manipulácii by mohlo dôjsť k vzájomnej kontaminácii bázy a katalyzátora v dôsledku otočenia a k neúmyselnému čiastočnému vytvrdnutiu). Pred každým nasadením novej miešacej koncovky použite dvojitú kazetu a skontrolujte, či obe pasty vychádzajú z otvorov rovnomerne.

Pred aplikáciou sa vytlačí trochu automaticky namiešaného materiálu (veľkosti hrášku), ktorý sa ihneď vyhodí. MIXOVACIA NÁDOBA naplnená po použití slúži ako uzáver do ďalšej aplikácie. Preto nenasadzujte uzáver s ochranou proti neoprávnenej manipulácii späť na dvojitú kazetu.

Povrchy, ktoré sa majú formovať (zuby, prípravky, vŕahovacie závitky atď.), by nemali prísť do kontaktu s latexovými rukavicami.

Minimálna doba skladovania je uvedená na etikete. Nepoužívajte po uplynutí dátumu spotreby.

Neskladujte pri teplote nad 25 °C!

Nevystavujte slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo dosahu detí!

Registrazy sa môžu skladovať niekoľko mesiacov bez zmrštenia.

Technické údaje

Čas miešania:	Automix
Pracovný čas vrátane času miešania:	< 20 s
Odporúčaný čas zdržania v ústach:	≥ 75 s
Čas (od začiatku miešania po vybratie z úst):	≥ 95 s

R-SI-LINE a METAL-BITE sú registrované ochranné známky spoločnosti R-dental Dentalerzeugnisse GmbH. CEREC nie je registrovaná ochranná známka spoločnosti R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.

Upozornenie: Len na stomatologické použitie.

Záruka

Spoločnosť R-dental Dentalmaterialien GmbH zaručuje, že tento výrobok bude bez materiálových a výrobných chýb. Spoločnosť R-dental Dentalmaterialien GmbH neposkytuje žiadne iné záruky vrátane akýchkoľvek predpokladaných záruk predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na použitie používateľom. Ak sa na tomto výrobku počas záručnej doby vyskytne chyba, vašou výhradnou nápravou a jedinou povinnosťou spoločnosti R-dental Dentalmaterialien GmbH je oprava alebo výmena výrobku.

Obmedzenie zodpovednosti

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje zákon, spoločnosť R-dental Dentalmaterialien GmbH nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody vyplývajúce z tohto výrobku, či už priame, nepriame, osobitné, náhodné alebo následné, bez ohľadu na uplatnenú teóriu, vrátane záruky, zmluvy, nedbanlivosti alebo objektívnej zodpovednosti.

© 2021 R-dental Dentalmaterialien GmbH. Všetky práva vyhradené.