

Produkt-Navigation

Zahnärztliche Behandlungsschritte Lösungswege II



www.r-dental.com

Lösungswege

ARROW TRAXX® ArtOral® Cal de Luxe® DirectCem®



Biß zur Perfektion

FANTESTIC® KwikkMix® KwikkModel® METAL-BITE® paper-app® P.U.M.A. soft® ReViCal® R-SI-LINE® tZeen® ZAKK® ZM-Bond®

Produkt-Navigation für zahnärztliche Behandlungsschritte - Lösungswege II

Legende

Zwischen diesen Strichen sind Einzelprodukte oder Produkte identischer

oder

ähnlicher Indikation aufgeführt

Weiter, nächster Behandlungsschritt

Gebrauchs-anweisung beachten

9 Dentin

ZAKK® selbsthärtend, auf Zinkoxidbasis, Non-Eugenol

Restaurationen aus Vollkeramik, ZrO₂, Metall

10 Zahnhartsubstanz Schmelz Dentin

ZAKK® Beauty dualhärtend, auf Zinkoxid/Calciumoxidbasis, Non-Eugenol

Restaurationen aus Silikatkeramik/ Glaskeramik, Vollkeramik, ZrO₂, Metall

11 Implantat-Abutments

ZAKK® Implant dualhärtend, auf Zinkoxid/Calciumoxidbasis, Non-Eugenol

Suprakonstruktion aus Vollkeramik, ZrO₂, Metall

12 Zahnhartsubstanz Schmelz Dentin

Adhäsive Befestigung mit der Etch & Rinse-Technik, mit einem lichthärtbaren Adhäsiv jeweils plus dem Aktivator für eine Dualhärtung und mit einem dualhärtenden Befestigungs-Composit (dualhärtend = selbsthärtend + lichthärtbar)

FANTESTIC® ETCH Thixotrope Phosphorsäure, 37 %-ig

FANTESTIC® FLOWSIVE Lichthärtbares Adhäsiv auf wässriger Basis

oder

FANTESTIC® FLOWSIVE 2 Lichthärtbares Adhäsiv auf ethanolischer Basis

jeweils plus

FANTESTIC® FLOWSIVE ACTIVATOR zur Dualhärtung von FLOWSIVE, FLOW. 2

FANTESTIC® FLOWFILLCEM DC Dualhärtende Befestigungs-Composite

FANTESTIC® CerBond Primer (Silan) für Restaurationen aus Silikatkeramiken

oder

ZM-Bond® Primer mit MDP für Restaurationen aus ZrO₂, Metall

Restaurationen aus Silikatkeramik/ Glaskeramik, Vollkeramik, ZrO₂, Metall

13 Zahnhartsubstanz Schmelz Dentin

Adhäsive Befestigung mit einem selbstätzenden, dualhärtenden Adhäsiv (Self-Etch, SE, nur 2 Flaschen) und mit einem dualhärtenden Befestigungs-Composit (dualhärtend = selbsthärtend + lichthärtbar)

FANTESTIC® FLOWSIVE SE Selbstätzendes, dualhärtendes Adhäsiv

FANTESTIC® FLOWFILLCEM DC Dualhärtende Befestigungs-Composite

FANTESTIC® CerBond Primer (Silan) für Restaurationen aus Silikatkeramiken

oder

ZM-Bond® Primer mit MDP für Restaurationen aus ZrO₂, Metall

Restaurationen aus Silikatkeramik/ Glaskeramik, Vollkeramik, ZrO₂, Metall

14 Zahnhartsubstanz Schmelz Dentin

Adhäsiver Stumpfaufbau mit der Etch & Rinse-Technik, mit einem lichthärtbaren Adhäsiv jeweils plus dem Aktivator für eine Dualhärtung und mit einem dualhärtenden Stumpfaufbau-Composit mit Nano-Zirkoniumdioxid-Füllstoffen

FANTESTIC® ETCH Thixotrope Phosphorsäure, 37 %-ig

FANTESTIC® FLOWSIVE Lichthärtbares Adhäsiv auf wässriger Basis

oder

FANTESTIC® FLOWSIVE 2 Lichthärtbares Adhäsiv auf ethanolischer Basis

jeweils plus

FANTESTIC® FLOWSIVE ACTIVATOR zur Dualhärtung von FLOWSIVE, FLOW. 2

FANTESTIC® Z CORE DC KwikkMix® Dualhärtende Stumpfaufbau-Composite

oder

FANTESTIC® Z CORE DC AutoMix Dualhärtende Stumpfaufbau-Composite

FANTESTIC® CerBond Primer (Silan) für Restaurationen aus Silikatkeramiken

oder

ZM-Bond® Primer mit MDP für Restaurationen aus ZrO₂, Metall

Restaurationen aus Silikatkeramik/ Glaskeramik, Vollkeramik, ZrO₂, Metall

15 Zahnhartsubstanz Schmelz Dentin

Adhäsiver Stumpfaufbau mit einem selbstätzenden, dualhärtenden Adhäsiv (Self-Etch, SE, nur 2 Flaschen) und mit einem dualhärtenden Stumpfaufbau-Composit mit Nano-Zirkoniumdioxid-

FANTESTIC® FLOWSIVE SE Selbstätzendes, dualhärtendes Adhäsiv

FANTESTIC® Z CORE DC KwikkMix® Dualhärtende Stumpfaufbau-Composite

oder

FANTESTIC® Z CORE DC AutoMix Dualhärtende Stumpfaufbau-Composite

FANTESTIC® CerBond Primer (Silan) für Restaurationen aus Silikatkeramiken

oder

ZM-Bond® Primer mit MDP für Restaurationen aus ZrO₂, Metall

Restaurationen aus Silikatkeramik/ Glaskeramik, Vollkeramik, ZrO₂, Metall

16 Zahnhartsubstanz Schmelz Dentin

Selbstadhäsive Befestigung mit einem dualhärtenden Befestigungszement (optional zur Erhöhung der Adhäsion an Dentin zusätzlich mit einem selbstätzenden, lichthärtbaren Adhäsiv)

optional

FANTESTIC® UniversalBond Selbstätzendes, lichthärtbares Adhäsiv

FANTESTIC® DirectCem® DC Selbstadhäsiver, dualhärtender Befestigungszement

FANTESTIC® CerBond Primer (Silan) für Restaurationen aus Silikatkeramiken

oder

ZM-Bond® Primer mit MDP für Restaurationen aus ZrO₂, Metall

Restaurationen aus Silikatkeramik/ Glaskeramik, Vollkeramik, ZrO₂, Metall

Bestellinformationen:

REF

Bestell-Nr.:

Bezeichnung:*

Inhalt:

Selbsthärtender provisorischer, temporärer Zement

ZAKK®

1 DKSpritze à 5 ml + 10 MIK + 10 IOT

ZKS2070

Dualhärtender**, provisorischer, temporärer Zement

ZAKK® Beauty

1 DKSpritze à 5 ml + 10 MIK

ZKS2075

Selbstadhäsiver, expandierender, elastischer, dualhärtender semi-permanenter Befestigungszement zur Eingliederung von Konstruktionen auf Abutments und Restbeziehung

ZAKK® Implant

1 DKSpritze à 5 ml + 10 MIK

ZKS2080

Selbstätzendes, dualhärtendes Adhäsiv

FANTESTIC® FLOWSIVE SE

2 Flaschen à 3 ml + Zubehör

FFF5155

Dualhärtende Befestigungs-Composite

FANTESTIC® FLOWFILLCEM DC A3 Universal

1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + 10 MIK/IOT

FFS3266

FANTESTIC® FLOWFILLCEM DC Weiß-opak

1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + 10 MIK/IOT

FFS3267

Dualhärtende Stumpfaufbau-Composite

FANTESTIC® CORE DC KwikkMix® A3 Universal

1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + 10 MIK/IOT

FCS3566

FANTESTIC® CORE DC KwikkMix® Weiß-opak

1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + 10 MIK/IOT

FCS3567

FANTESTIC® CORE DC AutoMix A3 Universal

1 DKartusche à 25 ml (48 g) + 10 MIK/IOT

FCK3766

FANTESTIC® CORE DC AutoMix Weiß-opak

1 DKartusche à 25 ml (48 g) + 10 MIK/IOT

FCK3767

Dualhärtende Stumpfaufbau-Composite mit Nano-Zirkoniumdioxid

FANTESTIC® Z CORE DC KwikkMix® A2 Universal

1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + 10 MIK/IOT

FCS4065

FANTESTIC® Z CORE DC KwikkMix® Weiß-opak

1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + 10 MIK/IOT

FCS4067

FANTESTIC® Z CORE DC AutoMix A2 Universal

1 DKartusche à 25 ml (48 g) + 10 MIK/IOT

FCK4065

FANTESTIC® Z CORE DC AutoMix Weiß-opak

1 DKartusche à 25 ml (48 g) + 10 MIK/IOT

FCK4067

Selbstadhäsive, dualhärtende Befestigungs-Zemente

FANTESTIC® DirectCem® DC Transparent

1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + Zubehör

FDS4262

FANTESTIC® DirectCem® DC A2 Universal

1 DKSpritze à 5 ml (9 g) + Zubehör

FDS4265

Primer für Glaskeramiken

FANTESTIC® CerBond

1 Flasche à 3 ml + 25 Mikropinsel

FCF4100

Primer für Zirkonium und Metall

ZM-Bond®

1 Flasche à 6 ml + 25 Mikropinsel

ZMF4200

ArtOral® KM - Hochästhetische Verblendkeramik zum Verblenden metallbasierter Strukturen

REOX® KM

Details siehe homepage www.r-dental.com

ArtOral® ZR - Hochästhetische Verblendkeramik zum Verblenden keramikbasierter Strukturen

REOX® ZR

Details siehe homepage www.r-dental.com

** dualhärtend (DC) = selbsthärtend (AC) mit optionaler Lichthärtung (LC)

Produkte der Firmen Pritidenta®, Goldquadrat®, REOX®
siehe [paper-app®](#), homepage und auf Anfrage.

* DirectCem, FANTESTIC, tZeen und ZM-Bond, ArtOral sind eingetragene Warenzeichen der R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.
Produktänderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

© R-dental Dentalerzeugnisse GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten. V 11/2022.

Weitere R-dental-Produkte, Informationen und R-dental-Katalog ([paper-app®](#)):

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH • Winterhuder Weg 88 • 22085 Hamburg • Deutschland

T +49 (0)40-30707073-0 • F +49 (0)40-30707073-73 • E info@r-dental.com • I www.r-dental.com

Kontakt