


FANTASTIC® KwikkMix® KwikkModel® KwikkNews® METAL-BITE® P.U.M.A. soft® R-SI-LINE® ZAKK® ZM-Bond®

Luxator®

Atraumatische Extraktions-Instrumente von Directa AB



Luxator is no registered trademark owned by R-dental GmbH.

www.r-dental.com

Produktinformationen

ApaLife® ARROW-TRAXX® Cal de Luxe®



Powered by



Biß zur Perfektion

Atraumatische Extraktions-Instrumente

Bezeichnung, Indikationen **Description, Indications** **Bestell-Nr., Order-No.**

DIRECTA - Extraktionsinstrumente

DIRECTA - Extraction instruments

Luxator®

- zur knochenschonenden Extraktion
- zur atraumatischen Extraktion
- Durchtrennung des zirkulären Ligaments ohne Kraftaufwand
- einfache Luxation und Entfernung
- hoher Patientenkomfort
- schnelle Wundheilung
- streßfreie Anwendung

Luxator®

- for a preservation of bone integrity
- for performing atraumatic extraction
- separating the circular ligament without effort
- simple luxation and removal
- highly comfortable for patients
- fast healing
- stressless application



Form, Farbe, Größe, Indikationen:

Shape, colour, size, indication:



- gerade, grün, 2 mm, apikal und interproximal

- straight blade, dark green, 2 mm, apical and interproximal LUX1002



- gekrümmt, schwarz, 3 mm, universal

- curved blade, black, 3 mm, universal LUX1003



- gerade, grau, 3 mm, interproximal

- straight blade, grey, 3 mm, interproximal LUX1004



- gegengekrümmt, blau, 3 mm, Molaren, lingual und distal

- contra angle, dark blue, 3 mm, molars, lingual and distal LUX1005



- innengekrümmt, hellblau, 3 mm, Molaren, lingual und distal

- inverted curved, light blue, 3 mm, molars, lingual and distal LUX1006




- gekrümmt, braun, 5 mm, universal und groß

- curved blade, brown, 5 mm, universal and large LUX1007



- gerade, hellbraun, 5 mm, interproximal

- straight blade, tan, 5 mm, interproximal LUX1008



- Set bestehend aus 7 Luxatoren: LUX1002 - LUX1008 + Schleifkörper

- kit consists of 7 Luxators: LUX1002 - LUX1008 + sharpening tool

- Luxatoren 7er-Set LUX1000



- dual-edge/gerade, grau, 3/1,5 mm, integrierte Periotom- und Luxatorfunktion, zur Extraktion von tief frakturierten oder kariösen Wurzeln

- dual-edge/straight, grey, 3/1,5 mm, integrated periotome and luxating actions, for deeply fractured teeth and decayed roots LUX1013



- dual-edge/gerade, braun, 5/3mm, integrierte Periotom- und Luxatorfunktion, zur Extraktion von tief frakturierten oder kariösen Wurzeln

- dual-edge/straight, brown, 5/3mm, integrated periotome and luxating actions, for deeply fractured teeth and decayed roots LUX1015



- autoklavierbarer Schutzbehälter für 1 Luxator, zur Sterilisation, zur hygienischen und sicheren Lagerung, keine Abnutzung
- 1 Stück

- protecting box for 1 Luxator, for sterilization, for hygienic storage and safe storage, no wear
- 1 piece LUX2001

- Schutzbehälter für 6 Luxatoren
- 1 Stück LUX2006

- protecting box for 6 Luxators
- 1 piece

Weitere Produkte, Informationen und Katalog/Further products, information and catalogue:

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH • Winterhuder Weg 88 • 22085 Hamburg • Germany
 Phone: +49-(0)40-22757617 • Fax: +49-(0)40-22757618 • E-mail: info@r-dental.com • www.r-dental.com

Kontakt/Contact